



FICHA TÉCNICA

COMPLEMENTOS OPTICA

FRASCOS LAVAOJOS

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Solución salina estéril al 0,9%, para ser utilizada cuando un producto o sustancia se introduce los ojos.

Continente de polipropileno, material inerte que permite la óptima conservación de dicha solución salina.

PRESENTACIÓN

900.438 - Frasco lavaojos rellenable:

775 cm³ de capacidad. Para ser utilizado como ducha de emergencia para los ojos. Válvula de drenaje. Cierre hermético.



900.303 - Frasco lavaojos de bolsillo:

Frasco lavaojos de bolsillo. Contiene 200 ml. de solución salina estéril al 0,9%.



900.391 - Frasco lavaojos de pared:

Con soporte a pared. Compuesto de soporte a pared y 2 botellas de 1 litro de solución salina estéril al 0,9%.



900.374 - Frasco lavaojos de transporte

Con soporte especial para TRANSPORTE y 2 botellas de litro de solución salina estéril al 0,9%.



900.355 - Repuesto frasco lavaojos

Repuesto frasco lavaojos: 2 botellas de 1 litro.





FICHA TÉCNICA

COMPLEMENTOS OPTICA

FRASCOS LAVAOJOS

CONSERVACIÓN /ALMACENAJE/ CADUCIDAD

Se recomienda guardar las botellas en los soportes especiales diseñados para ello.

La temperatura óptima de almacenamiento es 2 – 35°C.

Fecha de caducidad: Ver envase.

INDICACIONES/ USO / MODO EMPLEO

Aplicar el producto directamente sobre los ojos. Al ser estéril no causa daños sobre ellos.

El producto presenta fácil abertura. Permite controlar perfectamente el flujo de disolución deseado.

Una vez abierta una botella el contenido debe ser usado en las pocas posteriores a la apertura o desechar el contenido.

NORMA Y CERTIFICACIÓN

EN 552. EN 556
Directiva Europea 93/42/CEE

